

IPSC-DYR0100 细胞使用说明书

产品基本信息

产品货号	YC-C098		
细胞名称	IPSC-DYR0100	中文名称	人诱导型多能干细胞(iPS 细胞)
细胞形态	球形克隆	传代比例	1:6-1:8
培养体系	EZ-Stem™ Cell Culture Medium 源井细胞培养未加双抗，客户可视实际情况选择添加		
冻存液体系	EZ-Stem™ Cryopreservation Medium		
特殊备注	1、1 mL 完全培养基加入 0.25 μ L 的 10mM ROCK 通道抑制剂（货号：YMH-004），可用于复苏和单细胞传代。2、干细胞需要每天都换液。		

STR 鉴定


Loci	送检细胞 STR 信息 送检细胞名：IPSC-DYR0100			细胞库细胞 STR 信息 细胞库细胞名：ATCC- DYR0100 hiPSC		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3
D5S818	11	11		11	11	
D13S317	11	13		11	13	
D7S820	9	10		9	10	
D16S539	12	12		12	12	
VWA	14	19		14	19	
TH01	9.3	9.3		9.3	9.3	
AMEL	X	Y		X	Y	
TPOX	8	11		8	11	
CSF1PO	7	11		7	11	



D12S391	18	19.3				
FGA	21	22				
D2S1338	17	19				
D21S11	30	32.2				
D18S51	10	13				
D8S1179	14	15				
D3S1358	15	17				
D6S1043	12	13				
PENTAE	7	7				
D19S433	14	15				
PENTAD	12	13				
D1S1656	12	17.3				

* 该细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据匹配。

核型鉴定



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252

亚太联系方式: 001 800 3272 9252

IPSC-DYR0100 细胞染色体排列图 ($2n=46$)

细胞接收

冻存细胞：如果是干冰运输的冻存细胞，收到后请立即转入液氮储存或短暂（24H）放至 -80°C 冰箱保存，或直接进行细胞复苏。

注意：冻存细胞若发现干冰已挥发完、冻存管瓶盖脱落、破损等异常情况，请务必**拍照保留**，并于收货 24h 内与我们联系（电话：400-688-9033；<https://www.ubigene.com>）。

细胞复苏（6 孔板的 3 个孔）

1)准备工作：

将 EZ-Stem 干细胞完全培养基提前置于室温预热，将冻存的细胞从液氮中取出，放置在干冰盒中，放置数分钟让残余液氮挥发；

6 孔板需要铺基质胶，基质胶一定要在 4°C 溶解，铺胶的过程要快速。温度超过 10°C 以上，基质胶很快就会凝固。按照基质胶：DMEM/F12 基础培养基=1:100，混匀后一个六孔加入 1 mL 的基质胶溶解液，摇匀使底面均匀覆盖。放置于 37°C 两小时后可以使用的。

2)将细胞从干冰盒中取出，复苏时稍稍甩动，去除残留的干冰，再迅速用镊子夹住盖子放入 37°C 水浴中快速晃动（注意：水不能没过盖子），使其在 1 min 左右完全融化。在超净台内，用酒精棉球擦拭冻存管外壁消毒，稍稍晾干。用单道移液器将所有融化的细胞悬液转移到 15 mL 离心管。

3)在超净台内用单道移液器吸取 5 mL EZ-Stem 干细胞完全培养基（相对于冻存体积 300 μL ）逐滴加入装有细胞悬液的 15 mL 离心管中，盖上盖子，缓慢温柔的颠倒混匀 3 下，700 rpm 室温离心 5 min 收集细胞。

4)超净台内小心倒去上清，吸取 1 mL 含有 EZ-Stem 干细胞凋亡抑制剂的新鲜 EZ-Stem 干细胞完全培养基重悬细胞至单细胞悬液，再转移至装有 1 mL 含有 EZ-Stem 干细胞凋亡抑制剂新鲜 EZ-Stem 干细胞完全培养基的 6 孔板中，写上细胞名称、复苏日期、代次，放置 37°C 、5% CO_2 饱和湿度培养箱内培养。



注意：请将细胞复苏 6 孔板的 3 个孔中。

细胞传代-常规传代

- 1) 细胞长至 70%-80%汇合度即可传代。在超净台内把 6 孔板里的培养液吸弃至废液缸，用 1 mL 1×PBS 洗涤细胞 1~2 次，以去除残余的培养液。
- 2) 加入 0.5 mL 的 EZ-Stem 干细胞消化液 (EZ-Stem Passaging Medium)，轻轻晃动板并使 EZ-Stem 干细胞消化液完全浸过细胞，37℃培养箱孵育 3-5 min 后，待在显微镜下观察到大部分细胞有明显回缩的状态，弃去 EZ-Stem 干细胞消化液。用新鲜 EZ-Stem 干细胞完全培养基轻柔吹打成细胞悬液（不要吹打成单细胞），按一定比例传细胞。
- 3) 首次按照 1: 6-1:8 进行传代，若细胞在两天内长满可增加传代比例，若细胞生长三四天还未长满，可适当缩小传代比例。

细胞冻存

- 1) 以 6 孔板为例，细胞汇合度至 70%~80%可冻存，不能长到 100%。在超净台内把六孔板里的细胞加 1×PBS 洗涤 1~2 次，加入 EZ-Stem 干细胞消化液消化 5-10 min，吹成单细胞悬液，加入培养基终止反应。所有液体转移到一支 15 mL 或者 50 mL 离心管中。
- 2) 300 g 室温离心 3 min，离心后，打开盖子倒去上清，加入 600 μL EZ-Stem 干细胞冻存液和 0.15 μL 的 EZ-Stem 干细胞凋亡抑制剂，分装成 2 管。（规定 1 个 6 孔冻 2 管）
- 3) 将冻存管转移到程序降温盒中，登记细胞冻存记录表，放到-80℃冰箱过夜，第二天放到液氮罐中冻存。

