

细胞遗传质量鉴定检测

Cell Line Authentication Service



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

一、细胞名称：S-180

二、检测方法：用 Axygen 的基因组抽提试剂盒提取 DNA，采用 20- STR 扩增方案扩增，在 ABI 3730XL 型遗传分析仪上对 STR 位点进行检测。

三、样本基因分型结果：

细胞的 STR 位点和 Amelogenin 位点的基因分型结果

Loci	送检细胞 STR 信息				细胞库细胞 STR 信息		
	送检细胞名：S180				细胞库细胞名：S180, sarcoma-180		
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele4	Allele1	Allele2	Allele3
18-3	17.0	19.0			17.0	19.0	
4-2	19.3	22.3			19.3	21.3	
6-7	12.0				12.0		
19-2	13.0						
1-2	17.0	20.0					
7-1	24.2	25.2					
8-1	16.0	17.0					
1-1	14.0	15.0					
3-2	13.0	14.0	15.0				
2-1	9.0						
15-3	19.3	20.3	24.3		19.3	20.3	24.3
6-4	16.0				16.0		
13-1	16.2	17.2					
11-2	16.0						
17-2	13.0	14.0					
12-1	17.0				17.0		
5-5	14.0				14.0		



X-1	25.0				24.0	25.0	
TH01							
D5S818							

备注：细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对，未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。上述位点中 D4S2408 和 TH01 为人源位点，用于检测该细胞是否有人源污染。

四、结论：该株细胞鉴定结果为小鼠细胞系，细胞 STR 分型结果与对照小鼠细胞系 Sarcoma-180[S-180]基因型一致，STR 分型结果基本匹配。本次检测在该细胞系中发现多等位基因，无交叉污染，无人源污染。




五、附图



Applied Biosystems
GeneMapper Software 6

20240319shu



Tue Apr 30, 2024 01:04PM, CST

Printed by: gm

Page 2 of 2



电话: 400-688-9033

网址: www.ubigene.com

地址: 广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处: 855 777 3210

欧洲办事处: 800 3272 9252

亚太联系方式: 001 800 3272 9252